



Opća bolnica Pula
Ospedale Generale di Pola
Odjel za medicinsko biokemijsku djelatnost

UKRATKO O VAĐENJU KRVI

Vađenje venske krvi

- Venska krv uzima se sterilnim priborom za jednokratnu upotrebu.
- Prije vađenja krvi poželjno je da mirujete u sjedećem položaju u čekaonici barem 15 minuta.
- Za vrijeme vađenja krvi trebate biti u sjedećem (ili ležećem) položaju.
- Molimo Vas za suradnju prilikom komunikacije s laboratorijskim osobljem koje će od Vas zatražiti da se predstavite punim imenom i prezimenom kako bismo izbjegli slučajne greške u identifikaciji.
- Također Vas molimo da odgovorite na nekoliko pitanja laboratorijskog osoblja. Pitanja ovise o pretragama na koje Vas je uputio Vaš liječnik.
- Ispružite jednu ruku.
- Lagano stisnite šaku. Šaku ne trebate stiskati snažno niti „pumpati“.
- Osoblje laboratorija dezinficirat će mjesto uboda.
- Osoblje laboratorija stavit će Vam podvezu (lastiku) na nadlakticu koja je potrebna radi lakšeg pronalaženja vene.
- Čim započne istjecanje krvi u epruvetu, podveza se treba otpustiti. Podveza može i dulje stajati ako krv sporije istječe, ali ne smije stajati dulje od 1 minute.
- Laboratorijsko osoblje uzet će Vam onoliko uzoraka krvi koliko je potrebno s obzirom na tražene pretrage.
- Nakon uzimanja uzorka krvi, na mjesto uboda postavlja se jastučić od vate i izvlači se igla.
- Jastučić od vate trebate držati pritisnut na mjestu uboda barem 5 minuta kako biste spriječili nastanak podljeva.
- Ruku je poželjno držati ispruženu, ne savijati ruku u laktu jer to pospješuje nastanak podljeva.

Vađenje kapilarne krvi

- Kapilarna se krv kod odraslih uzima iz prstenjaka nedominantne ruke (dešnjaci iz lijeve, ljevaci iz desne), djeci iz srednjeg prsta, a maloj djeci iz pete.
- Za vrijeme vađenja krvi trebate biti u sjedećem položaju.
- Molimo Vas za suradnju prilikom komunikacije s laboratorijskim osobljem koje će od Vas zatražiti da se predstavite punim imenom i prezimenom kako bismo izbjegli slučajne greške u identifikaciji. Ispružite ruku dlanom prema gore.
- Osoblje laboratorija dezinficirat će mjesto uboda i izvesti kratki, brzi ubod sterilnom lancetom.
- Prvu kapljicu krvi treba obrisati te nakon toga početi sakupljati krv u malu epruvetu (mikroepruvetu).
- Ako se krv sakuplja u mikroepruvetu, potrebno je ruku okrenuti dlanom prema dolje.
- Kada se krv sakuplja u kapilaru (usku staklenu cjevčicu), potrebno je ruku držati dlanom prema gore.
- Nakon završetka vađenja krvi laboratorijsko osoblje obrisat će mjesto uzimanja kapilarne krvi vatom.
- Molimo Vas da laganim pritiskom vate na mjesto vađenja držite vatu dok se krvarenje ne zaustavi.

Dodatne informacije pogledajte na: <http://www.obpula.hr/laboratorijska-dijagnostika/>.