



Opća bolnica Pula
Ospedale Generale di Pola
Odjel za transfuzijsku medicinu

LABORATORIJ ZA IMUNOHEMATOLOGIJU

Pretrage:

GRUPA 1

- ABO RhD krvna grupa
- Indirektni antiglobulinski (Coombsov) test
- Određivanje specifičnosti iregularnih antieritrocitnih protutijela
- Titar iregularnih antieritrocitnih protutijela
- Direktni antiglobulinski (Coombsov) test
- Prošireni Direktni antiglobulinski (Coombsov) test (Anti-Ig G, Anti-Ig A, Anti-Ig M, Anti-C3c, Anti-C3d)
- Određivanje ostalih eritrocitnih antigena: Rh fenotip (C, c, E, e, C w), Kell, Kidd, Duffy, M, N, S, s, Lutheran, Lewis, P1
- Elucija protutijela
- Adsorpcija protutijela

GRUPA 2

- Titar hladnih aglutinina
- Dijagnostika heparinom inducirane trombocitopenije (HIT)

Vrsta uzorka:

GRUPA 1: plazma, uzorak uzet unutar 24 sata;

GRUPA 2: serum, uzorak uzet unutar 1 sata;

Vrsta epruvete:

GRUPA 1: epruveta s EDTA, lila čep;

GRUPA 2: epruveta bez aditiva, crveni čep;

Količina:

GRUPA 1

3 mL: ABO RhD krvna grupa, indirektni antiglobulinski (Coombsov) test, određivanje specifičnosti iregularnih antieritrocitnih protutijela, titar iregularnih antieritrocitnih protutijela, direktni antiglobulinski (Coombsov) test, prošireni Direktni antiglobulinski (Coombsov) test (Anti-Ig G, Anti-Ig A, Anti-Ig M, Anti-C3c, Anti-C3d), određivanje ostalih eritrocitnih antigena: Rh fenotip (C, c, E, e, C w), Kell, Kidd, Duffy, M, N, S, s, Lutheran, Lewis, P1

6 mL: Elucija protutijela, adsorpcija protutijela

GRUPA 2

9 mL: Titar hladnih aglutinina

Posebna priprema prije vađenja uzorka: nije potrebno

Izdavanje nalaza: 24 sata, osim za pretragu Titar hladnih aglutinina: 48 sati.